



## GLATT GMPC MULTI-PAN-COATER

Trommelcoater



## Glatt GMPC MULTI-PAN-COATER.

*Multitalent für Forschung und Entwicklung im Labor- und Pilotmaßstab.*

Der Glatt Multi-Pan-Coater (GMPC) wird speziell in der Forschung und Entwicklung für das Beschichten von Tabletten mit wässrigen oder organischen Lacksuspensionen eingesetzt.

Als Option ist auch das Dragieren von Kernen mit Zuckersirup möglich. Die kompakte Bauweise und die GMP-gerechte Ausführung zeichnen den Glatt Multi-Pan besonders als universellen Coater aus.


Alle notwendigen Anlagenteile, insbesondere die Zu- und Abluftanlage, sind in einem Maschinengehäuse integriert. Eine einfache Installation als Pilotanlage ist somit gewährleistet.



*Produkteintrag*



*Glatt GCSD Düse*



*Tablettenbett*



*Produktaustrag*



*GMPC II*

Dank des einfachen Trommeltauschs können Batchgrößen beim GMPC II für Mengen von 2,0 l bis 56 l.

Die eingesetzte PLC-Steuerung, mit Erfassung aller notwendigen Parameter, ermöglicht ein problemloses Scale-up auf die Produktionsanlagengröße.



*Trommelwechsel*



*Wechseltrommel 56 l*



*Wechseltrommel 2 l*



[www.glatt.com](http://www.glatt.com)